

Smart Body Scale

bluetooth connectivity

Free Android & iOS app
LCD Display with Blue Backlight
8 Users Memory



Bluetooth

USER MANUAL

BLUETOOTH KEHARASVA KAAL

Esmakordseks kasutamiseks

1. Aku paigaldamine

Avage patarei luuk, asetage patarei sisse õige polaarsusega.

2. Rakenduse installimine

Skannige esimesel lehel olev QR-kood või laadige App Store'ist või Android Store'ist alla rahvusvaheline rakendus OKOK.

3. Registreerimine

Lülitage bluetooth sisse, lülitage sisse OKOK, järgige kasutajaprofiili registreerimiseks rakenduse juhiseid.

Kaheteistkümne terviseindeksi kontroll

1. vaikimisi kaheksa

keha rasv

keha niiskus

keha lihased

keha luu

ainevahetus

kaal

BMI

vistseraalne rasv

2. Täiendav neli indeks, vabastage need valgu

seadmisest või mitte

rasvumise aste

keha vanus

kaal ilma rasvata

Mitu kasutajat

Kokku 8 kasutajat jagavad ühes seadmes ühte kasutajakontot.

Kasutajate automaatne tuvastamine erineva kaalumälu järgi.

Sihtkaal

Terviseplaani koostamiseks saavad kasutajad määrata oma sihtkaalu.

Tähelepanu

1. veenduge, et paljaste jalgade ja metallelektroodide vahel oleks hea kontakt, vastasel juhul kuvab see ainult teie kaalu.

2. veenduge, et kaal oleks tasasel, ühtlasel ja kindlal pinnal. l/ältige lemmikloomade või pehmete pindade kasutamist.

3. Kaalu pind on märjana libe. Enne kasutamist veenduge, et nii klaas kui ka jalad on kuivad.

4. See kaal ei ole veekindel. Ärge jätke niiskust.

5. Puhastage kaalu kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage kaalu puhastamiseks keemilisi puhastusvahendeid..

6. Eemaldage patareid, kui kaalu ei kasutata pikemat aega.

7. Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

8. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

WAGA BLUETOOTH

Pierwsze użycie

1. Instalacja baterii

Otwórz drzwiczki przeznaczone na umieszczenie baterii, umieść baterie w odpowiedniej pozycji

2. Instalacja aplikacji

Zeskanuj kod QR na pierwszej stronie lub pobierz aplikację „OKOK International” ze sklepu App Store lub Android Store.

3. Rejestracja

Włącz bluetooth, włącz aplikację OKOK, wykonaj odpowiednie kroki przedstawione w aplikacji, aby zarejestrować profil użytkownika.

Dwanaście opcji

1. Domyślne osiem

Poziom tłuszczu

Nawodnienie ciała

Mięśnie

Kości

Metabolizm

Waga

BMI

Tłuszcz trzewny

2. Cztery dodatkowe opcje

Białko

Stopień otyłości

Wiek ciała

Waga bez tłuszczu

Wielu użytkowników

Łącznie 8 użytkowników dzieli jedno konto użytkownika w jednym urządzeniu.

Automatyczne identyfikowanie użytkowników zgodnie z pamięcią wagi.

Waga docelowa

Użytkownicy mogą ustawić własną wagę docelową, aby sporządzić plan zdrowia.

Uwaga

1. Upewnij się, że masz dobry kontakt między bosymi stopami a metalowymi elektrodami, w przeciwnym razie wyświetli się tylko twoja waga.

2. Upewnij się, że waga jest na płaskiej, równej i twardej powierzchni. Unikaj dywanów oraz miękkiej powierzchni.

3. Powierzchnia waga będzie śliska, jeśli jest mokra. Upewnij się, że zarówno szkło, jak i stopy są wysuszyć przed użyciem.

4. Waga nie jest wodoodporna. Nie wystawiać na działanie wilgoci.

5. Wyczyść wagę lekko wilgotną szmatką. NIE używaj żadnych chemicznych / ściernych środków czyszczących, oczyść wagę.

6. Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.

7. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

8. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

BLUETOOTH MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU

Pro první použití

1. Instalace baterie

Otevřete kryt baterie, vložte baterie dovnitř a dbejte na správnou polaritu.

2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód na první stránce nebo si stáhněte aplikaci OKOK International z App Store nebo Android Store.

3. Registrace

Zapněte bluetooth, zapněte OKOK, postupujte podle kroků App pro registraci uživatelského profilu.

Kontrola dvanácti zdravotních indexů

1. Výchozích osm

tělesný tuk

hydratace těla

svalová hmota

podíl kostní hmoty

metabolismus

hmotnost

BMI

viscerální tuk

2. Další čtyři indexy, lze vypustit či nenastavovat

protein

stupně obezity

metabolický věk

hmotnost bez tuku

Více uživatelů

Celkem 8 uživatelů sdílí jeden uživatelský účet v jednom zařízení.

Automatická identifikace uživatelů podle paměti různé hmotnosti.

Cílová váha

Uživatelé si mohou nastavit svou vlastní cílovou hmotnost, aby vytvořili osobní zdravotní plán.

Pozor

1. Zajistěte dobrý kontakt mezi holými nohama a kovovými elektrodami, jinak se zobrazí pouze váha.

2. Ujistěte se, že váha je na plochem, rovném a pevném povrchu. Vyhněte se nevyrovnanému nebo měkkému povrchu.

3. Povrch váhy bude kluzký, pokud je mokrá. Před použitím se ujistěte, že jsou sklo i nohy suché.

4. Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte vlhkost.

5. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky pro čištění váhy.

6. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte prosím baterie.

7. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v domácnosti.

8. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.

BLUETOOTH MERANIE TELESNÉHO TUKU

Pre prvé použitie

1. Inštalácia batérie

Otvorte kryt batérie, vložte batérie dovnútra a dbajte na správnu polaritu.

2. Inštalácia aplikácie

Naskenujte QR kód na prvej stránke alebo si stiahnite aplikáciu okok International z App Store alebo Android Store.

3. Registrácia

Zapnite bluetooth, zapnite okok, postupujte podľa krokov App pre registráciu používateľského profilu.

Kontrola dvanástich zdravotných indexov

1. Vstupných osem

telesný tuk

hydratácia tela

svalová hmota

podiel kostnej hmoty

metabolizmus

hmotnosť

BMI

viscerálny tuk

2. Ďalšie štyri indexy, možno vypustiť či nenastavovať

proteín

stupňa obezity

metabolický vek

hmotnosť bez tuku

Viac užívateľov

Celkom 8 užívateľov zdieľa jeden užívateľský účet v jednom zariadení.

Automatická identifikácia užívateľov podľa pamäti rôznej hmotnosti.

Cieľová váha

Užívatelia si môžu nastaviť svoju vlastnú cieľovú hmotnosť, aby vytvorili osobné zdravotné plán.

Pozor

1. Zaisťte dobrý kontakt medzi holými nohami a kovovými elektródami, inak sa zobrazí iba váha.

2. Uistite sa, že váha je na plochom, rovnom a pevnom povrchu. Vyhnite sa nevyrovnanému alebo mäkkému povrchu.

3. Povrch váhy bude klzký, ak je mokrý. Pred použitím sa uistite, že sú sklo aj nohy suché.

4. Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte vlhkosť.

5. Váhu čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky pre čistenie váhy.

6. Ak váhu nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte prosím batérie.

7. Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie v domácnosti.

8. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.

BALANCE DE GRAISSE CORPORELLE BLUETOOTH

Pour la première utilisation

1. Installation de la batterie

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles, insérez-les dans la bonne polarité.

2. Installation de l'application

Scanner le code QR qui se situe sur la première page ou télécharger l'application « OKOK International » qui est disponible sur App store et l'Android store.

3. Inscription

Activez le Bluetooth, Activez le Bluetooth, allumez l'OKOK, suivez les étapes de l'application pour enregistrer le profil d'utilisateur.

Douze vérifications de l'indice de santé

1. Huit par défaut :

graisse corporelle

hydratation du corps

muscle du corps

os du corps

métabolisme

poids

IMC

graisse viscérale

2. Quatre index supplémentaires, libérez-les ou non du réglage

protéine

degré d'obésité

l'âge du corps

poids sans graisse

Multi utilisateurs

Un total de 8 utilisateurs partagent un compte d'utilisateur dans un appareil.

Identification automatique des utilisateurs en fonction de la mémoire de poids différente.

Poids ciblé

Les utilisateurs peuvent définir leur propre poids cible pour élaborer le plan de santé.

Attention

1. S'il vous plaît assurez-vous un bon contact entre les pieds nus et les électrodes en métal, sinon il affichera votre poids uniquement.

2. Assurez-vous que la balance est sur une surface plane, uniforme et ferme. Évitez le capot ou une surface douce.

3. La surface de la balance sera glissante si elle est mouillée. S'il vous plaît assurez-vous que le verre et vos pieds sont sécher avant utilisation.

4. Cette balance n'est pas étanche. Ne pas exposer à l'humidité.

5. Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique / abrasif pour nettoyer la balance.

6. Veuillez retirer les piles si vous ne voulez pas utiliser la balance pendant longtemps.

7. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

8. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SCALA DEL GRASSO CORPOREO BLUETOOTH

Per il primo utilizzo

1. Installazione della batteria

Aprire lo sportello della batteria, inserirlo nella batteria con la polarità corretta.

2. Installazione dell'app

Scansiona il codice QR sulla prima pagina o scarica l'app „OKOK International” da App Store o Android Store.

3. Registrazione

Accendi il bluetooth, attiva OKOK, segui i passaggi dell'applicazione per registrare il profilo utente.

Dodici controlli dell'indice di salute

1. Impostazioni predefinite

Grasso corporeo

idratazione del corpo

muscolo del corpo

osso del corpo

metabolismo

peso

BMI

Grasso viscerale

2. Altri quattro indici, rilasciali o meno dall'impostazione

proteine

grado di obesità

età del corpo

peso senza grasso

Multi utenti

Totale 8 utenti condividono un account utente in un dispositivo.

Auto identifica gli utenti in base alla diversa memoria di peso.

Peso target

Gli utenti possono impostare il proprio peso target per realizzare il piano sanitario.

Attenzione

1. Assicurati di avere un buon contatto tra i piedi nudi e gli elettrodi metallici, altrimenti visualizzerà solo il tuo peso.

2. Accertarsi che la bilancia sia su una superficie piana, piana e stabile. Evitare il mantello o la superficie morbida.

3. La superficie della scala sarà scivolosa se bagnata. Si prega di assicurarsi che sia il vetro che i piedi siano asciugare prima dell'uso.

4. Questa scala non è impermeabile. Non esporre all'umidità.

5. Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. NON usare detergenti chimici / abrasivi per pulire la bilancia.

6. Si prega di rimuovere le batterie, se la bilancia non deve essere utilizzata per un lungo periodo.

7. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico all'interno della casa.

8. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

BLUETOOTH ВЕСЫ ДЛЯ ТЕЛА

Для первого использования

1. Установите батарейки

Откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарею с соблюдением полярности.

2. Установка приложения

Сканируйте QR-код на первой странице или загрузите приложение «OKOK International» из App Store или Android Store.

3. Регистрация

Включите Bluetooth, включите OKOK, следуйте инструкциям приложения, чтобы зарегистрировать профиль пользователя.

Двенадцать индексов для проверки здоровья

1. Показатели по умолчанию

телесный жир

увлажнение тела

мышцы тела

костная ткань

метаболизм

вес

BMI

Висцеральный жир

2. Дополнительные четыре индекса, отпустить их или нет из настройки

белок

степень ожирения

возраст тела

вес без жира

Многопользовательский режим

Всего 8 пользователей используют одну учётную запись на одном устройстве.

Автоматическая идентификация пользователей по разному весу - памяти.

Нужный вес

Пользователи могут установить свой собственный целевой вес, чтобы составить план медицинского обслуживания.

Внимание

1. Пожалуйста, убедитесь, что хороший контакт между босыми ногами и металлическими электродами, иначе он будет отображать только ваш вес.

2. Убедитесь, что весы находятся на плоской, ровной и твёрдой поверхности. Избегайте ковров или мягкой поверхности.

3. Поверхность весов будет скользкой, если она влажная. Пожалуйста, убедитесь, что стекло и ваши ноги

сухие перед использованием.

4. Эти весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергать воздействию влаги.

5. Очистите весы слегка влажной тканью. НЕ используйте химические / абразивные чистящие средства для очистки весов.

6. Пожалуйста, извлеките батареи, если весы не будут использоваться в течение длительного времени.

7. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

8. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

DOWNLOAD FREE
iOS
OKOK APP



DOWNLOAD FREE
ANDROID
OKOK APP



Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

